

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pla2G2D 폴리클로날 항체 - Q9Unk4

품목 번호: CM0026103

소개

인간 PLA2G2D (SPLASH)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 분비성 인지질분해효소 A2의 항염증 및 면역 조절 역할 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLA2G2D Rabbit pAb
비고/별칭	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
종	인간(Human)
GeneID (인간)	26279
GeneID	26279
면역원	재조합 단백질 인간 PLA2G2D (NP_036532.1)의 아미노산 21-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UNK4
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백