

Wb 및 Elisa용 항Pla2G3 토끼 다클론 항체 - Q9Nz20

품목 번호: CM0020616

소개

인간 PLA2G3(sPLA2-III)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. PLA2G3는 지질 대사, 염증 및 섬모형성에 관여하는 분비성 포스포리파제 A2입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLA2G3 토끼 pAb
비고/별칭	SPLA2III; sPLA2-III; GIII-SPLA2; PLA2G3
종	인간
GeneID (인간)	50487
GeneID	50487
면역원	인간 PLA2G3 (NP_056530.2)의 아미노산 400-500 범위 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NZ20
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩