


Wb 및 Elisa용 Anti-Pla2G4A 토끼 다클론 항체 - P47712

품목 번호: CM0017327



소개

인간 세포질 포스포리파제 A2(PLA2G4A, cPLA2α)에 대한 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간과 마우스를 검출합니다. 에이코사노이드 생합성 및 염증 반응에 관여하는 표적입니다. - P47712

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLA2G4A 토끼 pAb
비고/별칭	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; PLA2G4A
종	인간
GeneID (인간)	5321
GeneID	5321
면역원	재조합 단백질 인간 PLA2G4A(NP_077734.1)의 아미노산 550-749에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P47712
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩