

If/Icc, Elisa용 항-Pla2G4C 토끼 다클론 항체 - Q9Up65

품목 번호: CM0024979

소개

인간 세포질 포스포리파아제 A2 감마(PLA2G4C)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 인지질 리모델링, 지질 방울 생합성 및 바이러스 감염 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	항-PLA2G4C 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CPLA2-gamma; PLA2G4C
종	인간
유전자ID	8605
면역원	인간 PLA2G4C (NP_003697.2)의 아미노산 1-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UP65
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩