


## If/Icc, Elisa용 Anti-Pla2G4D/Cpla2Delta 다클론 항체 - Q86Xp0

품목 번호: CM0015742



### 소개

IF/ICC 및 ELISA용 인간 세포질 포스포리파제 A2 델타(PLA2G4D/cPLA2delta)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 지질 대사와 염증에 관여하며, 중증 상피에서 발현됩니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PLA2G4D 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | cPLA2delta; PLA2G4D                                             |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 283748                                                          |
| 유전자 ID      | 283748                                                          |
| 면역원         | 인간 PLA2G4D(NP_828848.3)의 아미노산 510-680에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 숙주          | 토끼                                                              |
| 분류          | 다클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | IF/ICC, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 인간                                                              |
| SWISS       | Q86XP0                                                          |
| 단백질 중량      | 92kDa                                                           |
| 배송          | 아이스팩                                                            |