

Anti-Pla2G6 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - O60733

품목 번호: CM0026382

소개

PLA2G6에 특이적인 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응하며, 인지질 대사, 미토콘드리아 기능 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLA2G6 토끼 pAb
비고/별칭	GVI; PLA2; INAD1; NBIA2; iPLA2; NBIA2A; NBIA2B; PARK14; PNPLA9; Cal-PLA2; IPLA2-VIA; iPLA2beta; PLA2G6
종	인간
유전자 ID (인간)	8398
유전자 ID	8398
면역원	인간 PLA2G6(NP_003551.2)의 아미노산 151-250에 해당하는 서열을 포함한 재조합 용합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	O60733
단백질 분자량	90kDa
배송 방식	아이스 팩