


Wb, Elisa용 Anti-Pla2G7 폴리클론항체 - Q13093

품목 번호: CM0013269



소개

인간 PLA2G7 (PAF-AH, LP-PLA2)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차반응성을 보입니다. 혈소판활성화인자 분해 및 염증성 산화 스트레스 경로 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLA2G7 토끼 pAb
비고/별칭	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
종	인간
유전자 ID (인간)	7941
유전자 ID	7941
면역원	재조합 단백질 인간 PLA2G7 (NP_005075.3)의 아미노산 잔기 51-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13093
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백