


Wb, Elisa용 항-Pla2G7 토끼 다클론 항체 - Q13093

품목 번호: CM0029337



소개

인간 PLA2G7(LP-PLA2, PAF-AH)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 연구 및 체외진단(IVD) 개발에서 염증, 산화적 스트레스, 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLA2G7 토끼 pAb
비고/별칭	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
종	인간
유전자 ID (인간)	7941
유전자 ID	7941
면역원	인간 PLA2G7(NP_005075.3)의 아미노산 172-441에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13093
단백질 분자량	50kDa
배송 방법	아이스 팩