

Wb 및 Elisa용 Anti-Pla2R1 토끼 단일클론 항체 - Q13018

품목 번호: CM0007087



소개

Western blot 및 ELISA로 검증된 고품질 PLA2R1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 포스포리파제 A2 수용체 연구 및 신장 질환 진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLA2R1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
종	인간
유전자 ID (인간)	22925
유전자 ID	22925
면역원	인간 PLA2R1(NP_031392.3)의 아미노산 810-910에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13018
단백질 분자량	169 kDa
배송	아이스팩