

Wb, Elisa용 Anti-Pla2R1 토끼 다클론 항체 - Q13018

품목 번호: CM0016766



소개

사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB 및 ELISA 검증이 완료된 PLA2R1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 분비형 포스포리파제 A2 수용체 신호 전달 및 제거 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLA2R1 토끼 pAb
비고/별칭	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
종	사람
유전자 ID (사람)	22925
유전자 ID	22925
면역원	재조합 단백질 사람 PLA2R1(NP_031392.3)의 아미노산 870-1130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q13018
단백질 분자량	169kDa
배송	아이스팩