

웨스턴 블롯(Wb), 면역침전(Ip), Elisa용 항태반 알칼리성 포스파타제(Plap) 다클론 항체 - P05187

품목 번호: CM0019462



소개

CamelBio는 인간 태반 알칼리성 포스파타제(PLAP)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체를 제공하며, 태반 생물학 및 암 연구에서 웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	태반 알칼리성 포스파타제(PLAP) 토끼 pAb
비고/별칭	ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-1; 태반 알칼리성 포스파타제(PLAP)
종	인간
GeneID (인간)	250
GeneID	250
면역원	인간 태반 알칼리성 포스파타제(PLAP)(NP_001623.3)의 아미노산 260-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05187
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩