

Wb, Ihc-P, Elisa용 항태반 알칼리성 포스파타아제(Plap) 토끼 단클론 항체 - P05187

품목 번호: CM0008038



소개

인간 태반 알칼리성 포스파타아제(PLAP)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 적합하며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 태반 생물학 및 종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	태반 알칼리성 포스파타아제(PLAP) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ALP, IAP, ALPI, PALP, PLAP, PLAP-1, 태반 알칼리성 포스파타아제(PLAP)
종	인간
유전자ID (인간)	250
면역원	인간 태반 알칼리성 포스파타아제(PLAP)(P05187)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P05187
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백