

Anti-Placental Lactogen (Csh1) Monoclonal Antibody For Elisa And If-P - P01243

품목 번호: CM0002395

소개

인간 태반 유전자 단백질(CSH1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, ELISA 및 IF-P에 적합합니다. 태반 호르몬 및 생식 생물학 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Placental lactogen (CSH1) Rabbit mAb
비고/별칭	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Placental lactogen (CSH1)
종	인간(Human)
Gene ID (인간)	1442
Gene ID	1442
면역원	합성 펩타이드 인간 Placental lactogen (CSH1) (P0DML2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01243
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백