


Anti-Placental Lactogen (Csh1) 폴리클로날 항체 (Ihc-P, Elisa용) - P0Dml2

품목 번호: CM0022401



소개

면역조직화학(파라핀) 및 ELISA용 태반 락토겐(CSH1) 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 융모성 체지방/성장 호르몬 1(chorionic somatomammotropin hormone 1)을 표적하며, 이는 수유, 태아 성장 및 대사와 관련된 임신 특이 호르몬입니다. 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Placental lactogen (CSH1) Rabbit pAb
비고/고유명	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Placental lactogen (CSH1)
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	1442
Gene ID	1442
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 태반 락토겐(CSH1) (NP_001308.1)의 아미노산 27-217에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P0DML2
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)