


Anti-Plau Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P00749

품목 번호: CM0019504



소개

인간 PLAU(우로키나제형 플라스미노겐 활성화제)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 프로테아제 및 섬유소용해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLAU Rabbit pAb
비고/별칭	ATF; QPD; UPA; URK; u-PA; BDPLT5
종	인간
유전자 ID (인간)	5328
유전자 ID	5328
면역원	인간 PLAU (NP_002649.1)의 아미노산 20-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00749
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백