


Anti-Plaur Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q03405

품목 번호: CM0013782



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 고품질 anti-PLAUR 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플과의 반응성을 보여줍니다. 세포 이동 및 조직 재형성에 중요한 역할을 하는 유로키나제 수용체를 표적합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PLAUR Rabbit pAb
비고/별칭	CD87; UPAR; URKR; U-PAR; PLAUR
종	인간
유전자 ID (인간)	5329
유전자 ID	5329
면역원	인간 PLAUR (NP_002650.1)의 아미노산 23-305 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q03405
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백