

Wb, Elisa용 항Plb1 토끼 다클론 항체 - Q6P1J6

품목 번호: CM0015820

소개

인간 PLB1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 약 163 kDa 단백질을 검출합니다. 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLB1 토끼 pAb
비고/별칭	PLB; PLB/LIP; PLB1
종	인간
유전자 ID (인간)	151056
유전자 ID	151056
면역원	인간 PLB1 (NP_694566.4)의 아미노산 1110-1415에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q6P1J6
단백질 분자량	163kDa
배송	아이스 팩