


Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) 폴리클론항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - Q01970

품목 번호: CM0016093



소개

인간 PLCB3에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 주요 GPCR 신호전달 효소를 표적. 신호전달 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLC beta 3 (PLCB3) Rabbit pAb
비고/별칭	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
종	인간
GeneID (Human)	5331
GeneID	5331
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01970
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스백