


Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q01970

품목 번호: CM0002084



소개

인간 PLC 베타 3 (PLCB3)에 대한 고품질성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. GPCR 매개 신호 전달, DAG/IP3 생성, 호중구 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLC 베타 3 (PLCB3) 토끼 mAb
비고/별칭	SMDCD; PLC 베타 3 (PLCB3)
종	인간
GeneID (인간)	5331
GeneID	5331
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01970
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스팩