


Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P19174

품목 번호: CM0012266



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 토끼 단일클론성 anti-PLCG1 항체. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 내인성 PLCγ1을 검출합니다. 신호 전달 및 세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLC gamma 1 (PLCG1) Rabbit mAb
비고/별칭	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5335
GeneID	5335
면역원(Immunogen)	사람 PLC gamma 1 (PLCG1) (P19174)의 아미노산 710-832에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론성 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P19174
단백질 분자량(Protein Weight)	149 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)