


Wb 및 Elisa용 Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) 토끼 다클로날 항체 - P19174

품목 번호: CM0017177



소개

웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-PLC gamma 1 (PLCG1) 토끼 다클로날 항체입니다. 수용체 티로신 키나제 경로, 액틴 재조직 및 세포 이동에 관여하는 핵심 포스포이노시타이드 신호 효소인 인간 및 마우스 PLCG1 (149 kDa)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLC gamma 1 (PLCG1) Rabbit pAb
비고/별칭	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5335
GeneID	5335
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P19174
단백질 분자량	149kDa
배송(Shipping)	아이스백