


Wb, Elisa용 항Plc 감마1 (Plcg1) 토끼 다클론 항체 - P19174

품목 번호: CM0025594



소개

인간 PLCG1(포스포리파아제 C 감마-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차반응성을 가집니다. 세포내 신호전달 캐스케이드와 액틴 세포골격 재구성 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	PLC 감마 1 (PLCG1) 토끼 pAb
비고/별칭	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
종	인간
유전자ID (인간)	5335
유전자ID	5335
면역원	인간 PLC 감마 1 (PLCG1) (NP_002651.2)의 아미노산 700-800번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P19174
단백질 분자량	149kDa
배송 방식	아이스 팩