


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Plc 감마 2(Plcg2) 다클론 항체 - P16885

품목 번호: CM0018744



소개

인간 PLC 감마 2(PLCG2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 막관통 신호 전달 및 2차 전달자 생성에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLC 감마 2(PLCG2) 토끼 pAb
비고/별칭	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; PLC 감마 2(PLCG2)
종	인간
GeneID(인간)	5336
GeneID	5336
면역원	인간 PLC 감마 2(PLCG2)의 아미노산 1~300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002652.2).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16885
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스팩