


Wb, Elisa용 항Plc 감마 2(Plcg2) 토끼 단클론 항체 - P16885

품목 번호: CM0011487



소개

PLC 감마 2(PLCG2)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 사람 및 마우스 종과 교차 반응하여 신호 전달 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLC 감마 2 (PLCG2) 토끼 mAb
비고/별칭	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-감마-2
종	사람
유전자 ID (사람)	5336
유전자 ID	5336
면역원	PLC 감마 2 (PLCG2) (NP_002652.2)의 아미노산 701-800 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P16885
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스 팩