

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Plcb1 폴리클로날 항체 - Q9Nq66

품목 번호: CM0022609

소개

PLCB1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 랫드 PLCB1을 검출하며 예상 분자량은 139 kDa입니다. 포스포리파아제 C 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLCB1 토끼 pAb
비고/별칭	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
종	인간
GeneID (인간)	23236
GeneID	23236
면역원	인간 PLCB1(NP_056007.1)의 917-1216 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NQ66
단백질 무게	139kDa
배송	아이스팩