

Anti-Plcb2 (Plc-Beta-2) 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q00722

품목 번호: CM0029623



소개

PLCB2 (PLC-beta-2)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 134 kDa 밴드를 검출합니다. GPCR 신호 전달 및 포스포리파제 C 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLCB2 Rabbit pAb
비고/별칭	PLC-beta-2; PLCB2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5330
GeneID	5330
면역원(Immunogen)	사람 PLCB2 (NP_004564.2)의 아미노산 1-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q00722
단백질 분자량	134kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)