

Wb, Elisa용 항-Plcd4 토끼 다클론 항체 - Q9Brc7

품목 번호: CM0025104

소개

PLCD4 토끼 pAb는 인간, 마우스 및 래트 포스포리파아제 C 델타-4를 검출하며 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. DAG와 IP3를 생성하는 포스포이노시티드 신호 효소를 표적으로 하며, 침체 반응과 세포 성장에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLCD4 토끼 pAb
비고/별칭	PLCD4
종	인간
유전자ID (인간)	84812
유전자ID	84812
면역원	인간 PLCD4 (NP_116115.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BRC7
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩