

Wb 및 Elisa용 항-Plch1 다클론 항체 - Q4Kwh8

품목 번호: CM0018495

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 PLCH1 토끼 다클론 항체(Q4KWH8)입니다. 인간 PLCH1에 특이적이며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 포스포리파아제 C 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLCH1 토끼 pAb
비고/별칭	HPE14; PLCL3; PLC-L3; PLC 에타 1; PLCH1
종	인간
유전자ID (인간)	23007
면역원	재조합 단백질 인간 PLCH1(NP_055811.1)의 아미노산 1100-1400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q4KWH8
단백질 분자량	189kDa
배송 방식	아이스 팩