

Wb, Elisa용 Anti-Plcxd2 Rabbit Polyclonal 항체 - Q0Vaa5

품목 번호: CM0027853

소개

인간 PLCXD2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. PI-PLC X 도메인 함유 단백질 2의 지질 신호 전달 및 핵 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLCXD2 Rabbit pAb
비고/별칭	PLCXD2
종	인간
GeneID (인간)	257068
유전자 ID	257068
면역원	인간 PLCXD2 (NP_001172035.1)의 아미노산 1-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q0VAA5
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백