

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Plcxd2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q0Vaa5

품목 번호: CM0017837

소개

인간 PLCXD2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. PI-PLC X 도메인 함유 단백질 2의 지질 신호전달 역할을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLCXD2 Rabbit pAb
비고/별칭	PLCXD2
종	인간
GeneID (Human)	257068
GeneID	257068
면역원	제조합 단백질[인간 PLCXD2 (NP_001172035.1)의 아미노산 1-305에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q0VAA5
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩