


Wb, Elisa용 Anti-Pld2 폴리클로널 항체 - O14939

품목 번호: CM0013849



소개

인간 PLD2에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 신호 유발성 세포골격 조절 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLD2 Rabbit pAb
비고/별칭	PLD1C, PLD2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5338
GeneID	5338
면역원	인간 PLD2 (NP_002654.3)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14939
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스 백(Ice bag)