

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pld3 다클론 항체 - Q8Iv08

품목 번호: CM0023937



소개

인간 PLD3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 교차 반응합니다. 리소좀 엑소뉴클레아제 기능, 선천성 면역 및 핵산 감지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLD3 토끼 pAb
비고/별칭	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
종	인간
유전자ID (인간)	23646
유전자ID	23646
면역원	인간 PLD3 (NP_001026866)의 아미노산 279-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q8IV08
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩