

Anti-Pld4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Bz4

품목 번호: CM0013659



소개

WB 및 ELISA에서 인간 및 쥐 PLD4에 대해 검증된 고품질 anti-PLD4 토끼 폴리클론항체. 핵산 감지 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PLD4 Rabbit pAb
비고/별칭	C14orf175; PLD4
종	인간
GeneID (Human)	122618
GeneID	122618
면역원	인간 PLD4 (NP_620145.2)의 아미노산 52-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q96BZ4
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백