


Wb, Elisa용 Anti-Pleckstrin 단일클론 항체 - P08567

품목 번호: CM0003607



소개

인간 Pleckstrin (p47)에 특이적인 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 혈소판 신호 전달 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Pleckstrin Rabbit mAb
비고/별칭	P47; PLEK1; Pleckstrin
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5341
GeneID	5341
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08567
단백질 분자량(Protein Weight)	40 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)