


Wb, Elisa용 항-Plek 다클론 항체 - P08567

품목 번호: CM0029084



소개

인간 플렉스트린(PLEK/p47)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈소판 내 단백질 키나아제 C 기질 기능 연구 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLEK 토끼 pAb
비고/별칭	P47; PLEK1; PLEK
종	인간
유전자ID (인간)	5341
면역원	인간 PLEK(NP_002655.2)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08567
단백질 분자량	40kDa
배송 방법	아이스 팩