

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Plekhb2 폴리클로날 항체 - Q96Cs7

품목 번호: CM0023490



소개

인간 PLEKHB2 (evectin-2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 역행성 엔도솜 수송에 관여하는 25 kDa 단백질을 검출합니다. IVD 연구 및 진단 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLEKHB2 Rabbit pAb
비고/별칭	EVT2; PLEKHB2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55041
GeneID	55041
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 PLEKHB2 (NP_001094093.1)의 아미노산 1-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96CS7
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)