

Wb 및 Elisa용 Anti-Plexin A1 토끼 단일클론 항체 - Q9Uiw2

품목 번호: CM0011142



소개

인간 Plexin A1 (Q9UIW2)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세마포린 신호 전달, 축색 유도 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Plexin A1 Rabbit mAb
비고/별칭	NOV; NOVP; PLXN1; DWOPNED; PLEXIN-A1; Plexin A1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5361
GeneID	5361
면역원(Immunogen)	인간 Plexin A1 (Q9UIW2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UIW2
단백질 분자량(Protein Weight)	211kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)