

Wb 및 Elisa용 항-Plg 토끼 다클론 항체 - P00747

품목 번호: CM0026408



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션용 인간 플라스미노젠(PLG)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 섬유소용해, 조직 리모델링 및 응고 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLG 토끼 pAb
비고/별칭	HAE4; PLG
종	인간
GeneID (인간)	5340
GeneID	5340
면역원	인간 PLG (NP_000292.1)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00747
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백