


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Plgf 토끼 단클론 항체 - P49763

품목 번호: CM0006330



소개

인간 PLGF(태반 성장 인자)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLGF 토끼 mAb
비고/별칭	PGFL; PIGF; PLGF; PLGF-2; D12S1900; SHGC-10760
종	인간
GeneID(인간)	5228
GeneID	5228
면역원	합성 펩타이드: 인간 PLGF(P49763)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49763
단백질 분자량	25 kDa
배송	아이스팩