


Wb 및 Elisa용 Anti-Plgf Rabbit Polyclonal Antibody - P49763

품목 번호: CM0018951



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 PLGF (Placenta growth factor)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PLGF를 인식합니다. 혈관신생 및 종양 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLGF Rabbit pAb
비고/별칭	PGFL; PIGF; PLGF; PLGF-2; D12S1900; SHGC-10760
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	5228
면역원(Immunogen)	인간 PLGF (NP_002623.2)의 아미노산 19-170에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P49763
단백질 분자량	25 kDa
배송(Shipping)	아이스백