


Wb, If-P, Elisa용 항-Plgf 토끼 폴리클론항체 - P49763

품목 번호: CM0022568



소개

WB, IF-P, ELISA 적용을 위한 인간 PLGF(P49763)를 표적으로 하는 신뢰할 수 있는 토끼 폴리클론항체. 마우스 및 랫트 PLGF 검출. 혈관신생 및 종양 성장 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLGF 토끼 pAb
비고/별칭	PGFL; PIGF; PLGF; PLGF-2; D12S1900; SHGC-10760
종	인간
유전자 ID (인간)	5228
유전자 ID	5228
면역원	인간 PLGF (NP_002623.2)의 아미노산 19-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P49763
단백질 무게	25kDa
배송	아이스백