

Wb, Elisa용 Anti-Plin5 폴리클로날 항체 - Q00G26

품목 번호: CM0024217

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 PLIN5 Rabbit pAb로, 마우스 및 쥐에 대한 교차 반응성을 보입니다. 지질 방울 및 대사 연구에 이상적입니다. SWISS Q00G26.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLIN5 Rabbit pAb
비고/별칭	MLDP; LSDA5; LSDP5; OXPAT
종	인간
유전자 ID (인간)	440503
유전자 ID	440503
면역원	인간 PLIN5 (NP_001013728.2)의 아미노산 302-401에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q00G26
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백