

Anti-Plin5 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - Q8Bvz1

품목 번호: CM0026704

소개

마우스 및 랫드 반응성이 검증된 WB, IF-P, IHC-P, ELISA용 Anti-PLIN5 토끼 다클론 항체입니다. 지방
방울 생물학, 지방산 산화 및 대사 질환 연구에 필수적인
도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLIN5 토끼 pAb
비고/별칭	MLDP; Lsdp5; PAT-1; 2310076L09Rik
종	마우스
인간 유전자 ID	440503
유전자 ID	66968
면역원	마우스 PLIN5 (NP_080150.2)의 아미노산 364-463번 서열에 상응하는 합성 펩티드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q8BVZ1
단백질 분자량	50 kDa/49 kDa
배송 방식	아이스 팩