


Wb, Elisa용 항Plk1 토끼 단클론 항체 (Plk1/Stpk13) - P53350

품목 번호: CM0003640



소개

인간 PLK1에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트, 원숭이 PLK1과 반응합니다. 세포주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLK1 토끼 mAb
비고/별칭	PLK; STPK13; PLK1
종	인간
유전자 ID	5347
면역원	재조합 단백질 인간 PLK1 (NP_005021.2)의 아미노산 272-495에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 원숭이
SWISS	P53350
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩