


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Plk1 토끼 다클론 항체 - P53350

품목 번호: CM0027898



소개

인간 PLK1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 생쥐 및 래트 PLK1과 교차 반응합니다. 유사분열 진행, 중심체 역학 및 세포질 분열 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PLK1 토끼 pAb
비고/별칭	PLK1, PLK, STPK13
종	인간
유전자 ID (인간)	5347
유전자 ID	5347
면역원	인간 PLK1 (NP_005021.2)의 아미노산 304-603에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P53350
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백