


Anti-Plk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyy3

품목 번호: CM0025651



소개

인간 PLK2 (SNK/hPlk2)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, Western blot, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 생쥐와 쥐와 교차 반응함. 시냅스 가소성과 중심립 복제 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLK2 Rabbit pAb
비고/별칭	SNK; hSNK; hPlk2; PLK2
종	인간
GeneID (인간)	10769
GeneID	10769
면역원	인간 PLK2 (NP_006613.2)의 아미노산 361-439에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9NYY3
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백