


Wb, Elisa용 Anti-Plk3 폴리클로날 항체 - Q9H4B4

품목 번호: CM0025665



소개

사람, 마우스, 랫트의 WB, ELISA에서 검증된 PLK3 Rabbit pAb. 재조합 융합 단백질 면역원. 세포 주기 및 스트레스 반응에 관여하는 세린/트레오닌 키나제 PLK3. 세포자멸사 및 DNA 손상 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLK3 Rabbit pAb
비고/별칭	CNK; FNK; PRK; PLK-3; PLK3
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1263
GeneID	1263
면역원	사람 PLK3 (NP_004064.2)의 아미노산 487-646에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q9H4B4
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백