

Wb 및 Elisa용 항-Plk4 다클론 항체 - O00444

품목 번호: CM0025770



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 PLK4(폴로-유사 키나아제 4)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 PLK4(~109 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLK4 토끼 pAb
비고/별칭	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
종	인간
유전자 ID (인간)	10733
유전자 ID	10733
면역원	인간 PLK4 (NP_055079.3)의 아미노산 641-970에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00444
단백질 분자량	109kDa
배송 방식	아이스백