

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pllp 토끼 다클론 항체 - Q9Y342

품목 번호: CM0014492

소개

인간 PLLP에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 수초막 생합성 및 정단부 세포내이입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLLP Rabbit pAb
비고/별칭	PMLP, TM4SF11, PLLP
종	인간
유전자 ID (인간)	51090
유전자 ID	51090
면역원	합성 펩타이드: 인간 PLLP(NP_057077.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q9Y342
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩