

Wb, Elisa용 항-Plod1 다클론 항체 - Q02809

품목 번호: CM0017300

소개

인간 PLOD1(라이실 히드록실라아제 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며 콜라겐 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PLOD1 토끼 pAb
비고/별칭	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
종	인간
GeneID (인간)	5351
GeneID	5351
면역원	인간 PLOD1 (NP_000293.2)의 아미노산 488-727에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q02809
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스 팩